

MASCHERA DREAMWEAR UNDER THE NOSE CON BRETELLA DI FISSAGGIO E WHISPER



La maschera nasale DREAM WEAR è destinata a fornire un'interfaccia per la somministrazione della terapia CPAP o bi-level ai pazienti. La maschera è destinata all'utilizzo domestico monopaziente oppure in ambiente ospedaliero/sanitario multi-paziente. La maschera deve essere utilizzata su pazienti (peso >30 kg) ai quali è stata prescritta la terapia CPAP o bi-level.

Nota:

- Poiché in questa maschera è incorporata una valvola espiratoria, non è necessario utilizzarne una separata.

Materiali Utilizzati:

Struttura: silicone

Cuscinetto: silicone

Raccordo a gomito: policarbonato

Bretella di fissaggio: tessuto Lycra

N.B. NON E' RILEVATA PRESENZA DI LATTICE DI GOMMA NATURALE O DEHP

Pulizia:

Quotidianamente: Lavare a mano le parti non in tessuto.

Settimanalmente: Lavare a mano le parti in tessuto.

1. Smontare la maschera.
2. Immergere la maschera in acqua calda con detersivo liquido per piatti e lavarla a mano.

Nota: Assicurarsi che non vi siano sacche d'aria presenti all'interno delle parti della maschera mentre è immersa in acqua.

3. Sciacquare accuratamente.
4. Asciugare il dispositivo di fissaggio sul capo e i manicotti in tessuto su una superficie piana o appesi. Assicurarsi che la maschera sia asciutta prima dell'uso.

Nota: Non asciugare i componenti in tessuto in asciugatrice.

Attenzione: Qualunque deviazione dalle istruzioni potrebbe compromettere le prestazioni del prodotto.

Attenzione: Non usare candeggina, alcol, soluzioni detergenti contenenti candeggina o alcol o soluzioni detergenti contenenti balsamo o idratante.

Istruzioni per la lavastoviglie

Oltre al lavaggio a mano, la maschera può essere lavata in lavastoviglie una volta alla settimana.

Attenzione: Utilizzare solo un detergente delicato per piatti liquido per lavare la maschera.

1. Rimuovere i componenti in tessuto. Non lavare i componenti in tessuto nella lavastoviglie.
2. Lavarli nel ripiano superiore della lavastoviglie.

Nota: Non utilizzare il ciclo di asciugatura della lavastoviglie.

3. Far asciugare all'aria. Assicurarsi che la maschera sia asciutta prima dell'uso.

Attenzione: Non usare candeggina, alcol, soluzioni detergenti contenenti candeggina o alcol o soluzioni detergenti contenenti balsamo o idratante.