

FILTRO IPOALLERGENICO ARIA RESMED AIRSENSE 10



Filtro Ipoallergenico (Air Safety Electret100 – filtro elettrostatico) per dispositivi AIRsense 10.
Si consiglia di sostituire mensilmente il filtro.

Materiale: fibre di acrilico e polipropilene su di un supporto in polipropilene

Dimensioni: 5,3x3,6x0,4 cm

Efficacia contro le impurità: 88% a 0,5 micron

Efficacia anti-batterica: 99,54%.