

FILTRO ANTIPOLLINE PER PIATTAFORMA PHILIPS DREAMSTATION



Filtri di ricambio per le CPAP e Auto CPAP DreamStation.

I filtri in schiuma sono una componente essenziale per la terapia CPAP. Grazie alla loro capacità di rimuovere polvere irritante, polline e particelle di fumo di tabacco dal flusso d'aria della CPAP.

Il filtro antipolline è riutilizzabile e lavabile con acqua di rubinetto e sapone neutro, e va poi fatto asciugare alla luce diretta, senza fonti di calore artificiale.

Questi filtri antiparticolato dovrebbero essere sostituiti ogni mese circa.

Attenzione: il filtro antipolline blocca il polline e la polvere più grossa, ma NON il particolato più fine. Per avere una pulizia dell'aria completa è necessario combinare il filtro antipolline con il filtro ultra-fine.