

MASCHERA FACCIALE (ORO-NASALE) MIRAGE QUATTRO FX



La maschera Mirage™ Quattro FX è una maschera facciale (oro-nasale) per ventiloterapia con fori per l'esalazione della CO² incorporati (non necessita perciò di valvole espiratorie aggiuntive).

Utilizzabile con tutti i tipi di ventilatori pressometrici che richiedono una maschera con valvola espiratoria inclusa.

La maschera Mirage™ Quattro FX è composta da una cuffia in triplo strato di neoprene dotata di clips ed una scocca in policarbonato su cui è montato il cuscinetto a doppia membrana in silicone al 100%.

Sul telaio sono presenti anche i fori per l'esalazione della CO₂ sulla parte superiore ed un gomito girevole dove è presente una valvola anti-asfissia che assicura che il paziente respiri anche in caso di interruzione del flusso d'aria dal ventilatore.

La maschera viene fornita assemblata e pronta all'uso.

La maschera non contiene latex, PVC o DEHP in nessuno dei componenti.

La maschera può essere utilizzata con la maggior parte delle apparecchiature pressometriche in commercio che utilizzano un circuito singolo senza valvola espiratoria.

Nel libretto di istruzioni incluso nella confezione, si trovano anche le indicazioni dettagliate per la cura e la pulizia.