

MASCHERA FACCIALE ORO-NASALE QUATTRO AIR



La maschera Quattro™ Air è una maschera facciale (oro-nasale) per ventiloterapia con fori per l'esalazione della CO² incorporati (non necessita perciò di valvole espiratorie aggiuntive).

Utilizzabile con tutti i tipi di ventilatori pressometrici che richiedono una maschera con valvola espiratoria inclusa.

La maschera Quattro™ Air é composta da una cuffia in triplo strato di neoprene ed una scocca in policarbonato su cui è montato il cuscino a doppia membrana in silicone al 100%.

Sul cuscino sono presenti anche i fori per l'esalazione della CO² ed un gomito girevole nel cui interno è presente una valvola anti-asfissia che assicura che il paziente possa respirare anche in caso di interruzione del flusso d'aria dal ventilatore.

La maschera viene fornita assemblata e pronta all'uso.

La maschera non contiene latex, PVC o DEHP in nessuno dei componenti.

La maschera può essere utilizzata con la maggior parte delle apparecchiature pressometriche in commercio che utilizzano un circuito singolo senza valvola espiratoria.

Nel libretto di istruzioni incluso nella confezione, si trovano anche le indicazioni dettagliate per la cura e la pulizia.