

## MASCHERA FACCIALE SIMPLUS VENTILATA COMPLETA DI FASCE NUCALI



La maschera facciale SIMPLUS™ è stata progettata con l'idea di garantire massimo comfort, tenuta e facilità d'uso.

La maschera facciale SIMPLUS™ è composta solamente da tre componenti leggeri e dalle linee arrotondate ed anatomiche che lavorano insieme per garantire maggiori prestazioni, stabilità e comfort, oltre all'autoregolazione della maschera stessa.

La maschera facciale SIMPLUS™ è composta da tre componenti chiave:

Cuscinetto RollFit™

Fasce nicali ErgoForm

Struttura Easy Frame

### Cuscinetto RollFit™

Come suggerisce il suo nome, il cuscinetto in silicone a pezzo unico "rotola" avanti e indietro sul setto nasale per auto-adattarsi alla conformazione anatomica del paziente.

La tecnologia RollFit™ garantisce la riduzione al minimo della pressione sul setto nasale ottimizzando il confort e, allo stesso tempo, garantisce la massima tenuta senza perdite grazie anche alle alette integrate stabilizzatrici ideate per garantire prestazioni ottimali di tenuta e stabilità per tutta la notte.

### Fasce nicali ErgoForm



Le nuove fasce nicali ErgoForm a corona sono facili da usare, facili da indossare, facili da regolare e facili da pulire.

Le fasce nicali ErgoForm, ergonomiche e traspiranti, sono state progettate per posizionarsi naturalmente sulla parte alta del capo, consentendo il massimo movimento della testa (laterale, verso l'alto e verso il basso), senza che la maschera si sposti. Grazie ad alcune parti elastiche (cinghie superiori) e ad

altre non elastiche (cinghie inferiori) le fasce nicali ErgoForm sono state progettate per conservare la propria forma e garantire elasticità laddove sia necessaria minimizzando la pressione sul setto nasale per un confort e prestazioni di tenuta ottimali.



Le fasce nicali ErgoForm sono dotate di strisce in VELCRO® per una facile regolazione e di comodi ganci Easy-Clip per essere indossate e rimosse facilmente senza la necessità di doverle regolare ogni volta.

Grazie alla fascia superiore regolabile (fasce a corona) viene aumentata la stabilità della maschera.

### Struttura della maschera Easy Frame



La struttura della maschera Easy Frame dalle linee arrotondate è stabile, resistente, duratura e di dimensioni ridotte per consentire un ampio campo visivo.

La struttura Easy Frame a misura unica è utilizzabile con cuscinetti di diversa misura (S/M/L) ed è dotata di attacco Easy-Clip per un montaggio del cuscinetto semplice e veloce dopo le operazioni di pulizia della maschera.

La giuntura a sfera permette al connettore di ruotare in ogni direzione per consentire la massima libertà di movimento, minimizzando la trazione applicata dal e al circuito respiratorio.

### Contenuto della confezione:

Maschera facciale SIMPLUSTM completa di Fasce nicali assemblata e pronta all'uso  
Semplice Guida per indossare la maschera  
Manuale d'uso multilingua

### Materiali:

Struttura della maschera:	Polycarbonato - Lexan HP2 1H111
Cuscinetto:	Silicone LSR 4840
Connettore:	Polycarbonato - Lexan HP2 1H111
Fasce nicali:	85% Nylon - 15% Licra

### Caratteristiche della maschera:

Pressione di funzionamento:	4 – 25 cmH2O
Temperatura di funzionamento:	5 - 40 °C

**Spazio morto:**

SIMPLUS™ S:	251cc
SIMPLUS™ M:	278cc
SIMPLUS™ L:	310cc

**Resistenza al flusso:**

Calo di pressione nella maschera a 50 l/min:	0,17 +/- 0,1 cm H2O
Calo di pressione nella maschera a 100 l/min:	0,64 +/- 0,1 cm H2O