

## MASCHERA NASALE MIRAGE SWIFT Fx



La maschera Mirage Swift FX™ è una maschera nasale per ventiloterapia con fori per l'esalazione della CO<sup>2</sup> incorporati (non necessita perciò di valvole espiratorie aggiuntive).

Utilizzabile con tutti i tipi di ventilatori pressometrici che richiedono una maschera con valvola espiratoria inclusa.

La maschera Mirage Swift FX™ e le bretelle di bloccaggio sono interamente costituite da materiali morbidi. E' composta da tre parti: cuscinetti nasali a doppia membrana in silicone, mount con fori di esalazione della CO<sup>2</sup> e bretella reggimaschera in silicone con fascia posteriore in neoprene.

La maschera viene fornita preassemblata. Sono inclusi nella confezione le tre diverse misure di cuscinetti, disponibili anche come parti di ricambio.

La maschera non contiene latex, PVC o DEHP in nessuno dei componenti.

La maschera può essere utilizzata con la maggior parte delle apparecchiature pressometriche in commercio che utilizzano un circuito singolo senza valvola espiratoria.

Nel libretto di istruzioni incluso nella confezione, si trovano anche le indicazioni dettagliate per la cura e la pulizia.