

UMIDIFICATORE PER PIATTAFORMA PHILIPS DREAMSTATION



La confezione include l'umidificatore riscaldato per i dispositivi CPAP e Auto CPAP DreamStation di Philips Respironics.

L'umidificatore si integra con il dispositivo per poter fornire un comfort ottimale durante l'esecuzione della terapia, umidificando e riscaldando l'aria per renderla simile al flusso che circola naturalmente all'interno del corpo.

Una volta collegato l'umidificatore, è possibile selezionare il livello del riscaldamento manualmente oppure affidarsi alla funzione "adattiva", che permette al dispositivo di impostarsi autonomamente.

Per un comfort aggiuntivo, è possibile collegare all'umidificatore il circuito riscaldato OPZIONALE.