



**Individuare la misura più adatta della maschera Quattro™ FX**

Misurare la distanza tra il ponte del naso e il centro del mento.

Confrontare la misura ottenuta con la tabella sottostante per individuare la taglia ideale.

NOTA: ogni paziente è differente. Queste misure dovrebbero essere usate solo come una guida.

<b>Large Quattro FX</b>	<b>111 millimetri</b>
<b>Medium Quattro FX</b>	<b>101 millimetri</b>
<b>Small Quattro FX</b>	<b>90 millimetri</b>