

PHILIPS DREAMSTATION PRO



DESCRIZIONE

Il dispositivo per terapia notturna a pressione positiva (Cpap) DreamStation PRO di Philips Respironics è progettato per rendere il sonno il più semplice e confortevole possibile.

Caratteristica importante della macchina è la facilità di lettura dei menu, il wireless e il bluetooth integrato (che consente di inviare i dati a chi gestisce la terapia) con un semplice collegamento internet, il sensore di luce ambientale e il monitoraggio giornaliero dei progressi riscontrati. Piccolo e leggero, è facile da trasportare. È dotato di un menu di navigazione semplice e intuitivo, un display frontale azionabile sia che ci si trovi sdraiati o seduti con una vaschetta per l'acqua dell'umidificatore facile da estrarre e da pulire. I dati della terapia sono registrati su una SD card. La macchina è compatibile con tutte le maschere, viene fornita con circuito e borsa di trasporto.

Questo dispositivo compensa automaticamente l'altitudine fino a 2.286 metri. Non è necessaria alcuna regolazione manuale.

Il livello di pressione sonora ponderato A è:

- Dispositivo: 25,8 dB(A) con un'incertezza di 2 dB(A).
- Dispositivo con umidificatore: 27,9 dB(A) con un'incertezza di 2 dB(A).

CARATTERISTICHE

Tipologia	Manuale - CPAP
Peso	1,33 Kg
Dimensioni	29,7 cm x 19,3 cm x 8,4 cm
Consumo elettrico massimo	80 W
Modalità funzionamento	Fissa
Range di pressione	4-20 cmH2O
Livello sonoro pressione	27,9 dbA
Livello sonoro motore	35,9 dbA
Tipo di rampa	Automatica
Tempo di rampa	da 0 a 45 min (incrementi da 5 min)
Aiuto espiratorio	Sì
Umidificatore integrato	Sì
Ideale per viaggiare	No
Capacità stoccaggio dati	Complessiva: 1 anno, in dettaglio: 6 mesi
Compensazione altitudine	Automatica
Monitor	A colori
Marca	Philips Respironics

- ✓ C-Flex, C-Flex+
- ✓ SmartRamp
- ✓ EZ-Start
- ✓ CPAP-Check
- ✓ Auto-Trial
- ✓ Advanced event detection
- ✓ Waveform data
- ✓ Standard integrated Bluetooth

DESIGN COMODO PER IL PAZIENTE

Un elegante design di basso profilo offre ai pazienti alcune caratteristiche importanti richieste da loro stessi per i propri dispositivi di terapia. Piccolo e leggero, è facile da trasportare per il viaggio. È dotato di un menu semplice da navigare, un display frontale che può essere azionato mentre ci si trova sdraiati o seduti sul letto e con una vaschetta per acqua dell'umidificatore a singolo pezzo e facile da pulire.

ACCLIMATAMENTO FACILE

DreamStation include una serie di strumenti per contribuire a rendere più comoda la terapia per i pazienti che iniziano per la prima volta e per il l'uso continuato a lungo termine. EZ-Start può aiutare i pazienti ad acclimatarsi gradualmente alla terapia, mentre SmartRamp consente agli utenti di addormentarsi grazie a pressioni più basse.

VALUTAZIONE DISPOSITIVO SEMPLIFICATA

La risoluzione dei problemi a distanza semplifica la valutazione del dispositivo a domicilio e può contribuire a ridurre il numero di dispositivi normalmente funzionanti che vengono restituiti a causa di un cattivo servizio. I pazienti possono utilizzare un semplice strumento di autodiagnosi del dispositivo per ridurre il tempo e la frustrazione associata alla risoluzione di problemi sconosciuti del dispositivo.

OPZIONI DI CONNETTIVITÀ COSTO/EFFICACIA

Il Bluetooth® integrato è di serie su tutti i dispositivi, e i moduli Wi-Fi e modem per smartphone facoltativi offrono la gamma più completa di opzioni per la connettività tra i marchi leader di CPAP. Il design modulare di DreamStation rende facile selezionare quale sia l'opzione più conveniente per sé stessi.

SUPPORTO A LUNGO TERMINE

Il Bluetooth incorporato rende semplice la connettività allo strumento di autogestione del paziente DreamMapper. DreamMapper fornisce gli strumenti per la pianificazione degli obiettivi, video utili e un feedback continuo per mantenere i pazienti motivati e attivi. I pazienti possono ottenere l'aiuto di cui hanno bisogno in fretta, senza dover sprecare tempo prezioso.

APERTA AL PROGRESSO

Ogni mattina il paziente viene accolto con una sintesi dei progressi fatti, allo scopo di motivarlo a proseguire la terapia. Il display mostra una trend delle ore notturne di utilizzo facile da leggere, seguito da una sintesi degli ultimi 30 giorni di notti efficaci durate per almeno 4 ore consecutive.

CONNESSA AL TEAM DI ASSISTENZA

Il collegamento al potente software Encore Anywhere per la gestione della conformità del paziente fornisce una serie di strumenti per monitorare e gestire la terapia. Adherence Profiler è uno strumento intuitivo

opzionale che consente di concentrare al massimo il tempo del personale sui pazienti con la maggiore probabilità di successo