

SATURIMETRO DA DITO CA-MI 02 EASY



DESCRIZIONE

02 Easy-Cami è un pulsossimetro da dito che serve a monitorare il battito cardiaco e a misurare la saturazione dell'ossigeno nel sangue negli adulti e nei bambini.

I suoi punti di forza sono la maneggevolezza e l'usabilità grazie alle dimensioni ridotte. Piccolo e compatto, garantisce una grande praticità che lo rende un prodotto ideale per la misurazione domestica e fai da te. In vendita online su farmaciaguacci.it Può essere impiegato anche in ospedale, negli ambulatori medici e nei pronto soccorso. Questo pulsossimetro, inoltre, offre misurazioni precise e accurate.

SPECIFICHE TECNICHE

- | | | | |
|---|-------------------------------------|------------|-------|
| - Piccolo e leggero | - Cordino | - Custodia | 28737 |
| - Display led | - 2 batterie alcaline tipo AAA 1.5V | | |
| - Visualizzazione display ruotabile | | | |
| - Indicazione SpO ₂ e frequenza cardiaca | | | |
| - Indicazione batterie scariche | | | |
| - Basso consumo energetico (durata batterie 30 ore in continuo) | | | |
| - Spegnimento automatico | | | |
| - Uso adulto e pediatrico | | | |

Tipo di Utilizzo _____	Adulto e Pediatrico
SpO ₂ _____	Intervallo misurazione 70% - 99%
	Risoluzione 1%
	Precisione misurazione 80% - 99%: $\pm 2\%$; 70% - 79%: $\pm 3\%$
	$\leq 69\%$: non definito
Frequenza del polso _____	Intervallo misurazione 30 - 235 bpm
	Risoluzione 1bpm
	Precisione misurazione: 30~99 bpm: $\pm 2\text{bpm}$; 100~235bpm: $\pm 2\%$
Alimentazione _____	2 batterie alcaline tipo AAA, 1.5V
Peso _____	g 50 (batterie incluse)
Dimensioni (LxPxH) _____	mm 32 x 58 x 34
Anni di Garanzia _____	2
Cartone di Spedizione _____	40