



Istruzioni per la guida alla misura:

1. Stampare questa guida su carta in formato Letter (USA) o A4. Nelle impostazioni della stampante selezionare "Dimensioni effettive" e non "Adatta".
2. Affiancare un righello al righello stampato in basso per verificare che misurino la stessa lunghezza. In caso contrario, contattare il proprio fornitore di assistenza.
3. Con le forbici, tagliare attentamente lungo le linee tratteggiate della guida alla misura.
4. Per stabilire le dimensioni raccomandate della tenuta seguire le indicazioni della guida alla misura.



Consiglio utile

Come aiuto nella misurazione servirsi di uno specchio o chiedere l'assistenza di un familiare.



Questo potrebbe non essere un prodotto adatto a sé. Prima dell'acquisto, leggere le avvertenze e le istruzioni per l'uso. Evora Nasal potrebbe non essere disponibile in tutti i mercati.

