

Air 10 DC/DC Converter

Codice 37506

Convertitore DC/DC per dispositivi linea AirSolutions

Accessorio / ricambio per generatori di flusso e ventilatori

Codice 37297: Classificazione CND Z12030102

Progressivo di sistema attribuito al DM: 2409379

Produttore – ResMed (1 Elisabeth MacArthur Drive,
Bella Vista, NSW 2153, Australia)

Garanzia – 90 giorni dopo la data d'acquisto.



Convertitore DC/DC per i dispositivi ResMed serie AirSolution.

Compatibilità con i seguenti dispositivi:

- ResMed AirSense Elite
- ResMed AirSense AutoSet
- ResMed AirSense AutoSet for Her
- ResMed AirSense AutoSet CS-A
- ResMed AirCurve Vauto
- ResMed Lumis 150 ST
- ResMed Lumis 150 ST-A

Caratteristiche tecniche

Tensione di ingresso c.c.: 12 / 24 Volt corrente continua

Uscita in c.c.: 24 Volt corrente continua

Livello di umidità di stoccaggio e trasporto: dal 5% al 95% non condensante

Temperatura di stoccaggio e trasporto: da -20°C (-4°F) a 60°C (140°F)

Pressione atmosferica di stoccaggio e trasporto: da 70 kPa a 106 kPa

Requisiti di sicurezza: secondo norma IEC 60601-1

Biocompatibilità: secondo norma ISO 10993