

MASCHERA ORONASALE EVORA FULL



Descrizione:

F&P EVORA Full è una maschera oro-nasale compatta progettata in modo unico per ottimizzare le prestazioni durante l'utilizzo. E' stata progettata per rispondere alle esigenze dei pazienti, e degli operatori del settore di facilità di utilizzo, confort e tenuta con sistema di aggancio e sgancio di facile e rapido utilizzo. La maschera oro-nasale compatta F&P EVORA Full è composta di soli quattro elementi principali: Cuscinetto oro-nasale compatto; Nucale con VentiCool; Tubo di raccordo girevole, Frame di raccordo.



Cuscinetto Oro-nasale compatto

Il Cuscinetto oro-nasale compatto flessibile, si adatta al contorno del naso, garantendo il confort e tenuta, mentre le alette di stabilizzazione tengono il cuscinetto in posizione evitando dislocazione durante la terapia.

Materiali	Cuscinetto e alette di stabilità: Silicone/Nylon Struttura: Nylon Nucale CapFit™: Nylon/Pebax Cinghia Posteriore: Nylon Spandex/UBL/Schiuma (foam) Tubo: Polipropilene Connettore: Nylon
Pressione di funzionamento	4 – 30 cmH ₂ O
Flusso di Esalazione	P: cmH ₂ O: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 24 – 26 – 28 - 30 F:(L/min): 21- 25 -28 – 32 – 35 – 38 – 41 – 44 – 46 – 49 – 51 – 54 – 56 - 58
Resistenza al flusso	Calo di pressione nella maschera a 50 l/min: 0.9 +- 0,3 cm H ₂ O Calo di pressione nella maschera a 100 l/min: 2.2 +- 0.3 cm H ₂ O
Spazio morto della maschera	Cuscinetto XS: 165.2 cm ³ Cuscinetto S-M: 162.6 cm ³ Cuscinetto L: 164.1 cm ³