

CIRCUITO SLIMLINE RESMED



DESCRIZIONE

Il tubo SlimLine™ è un circuito respiratorio più leggero del 40%, più sottile del 20% e che occupa il 35% di spazio in meno rispetto a un circuito standard, fornendo più flessibilità e meno resistenza grazie all'utilizzo di materiali più leggeri.

Resmed presenta un design che rende facile attaccare e rimuovere il tubo dalla maschera e dalla macchina. È rimovibile per consentire le operazioni di pulizia e disinfezione.

SlimLine Air non contiene lattice in nessuno dei componenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale costruttivo:

- Plastica flessibile

Dimensioni:

- Lunghezza 180 cm. Diametro interno 15 mm.

Ricondizionamento:

- Disinfezione termica di alto livello
- Disinfezione chimica di alto livello