



## Sistema di umidificazione per maschere AirFit™ F20 e AirTouch™ F20 e dispositivo AirMini™

### Sistema di umidificazione passiva per maschera AirFit™ F20 e AirTouch™ F20 e dispositivo AirMini™

Codice	Classificazione CND	Progressivo di sistema attribuito al DM	CE. Organismo Notificatore
38012	R040199	2048206/R	0123
38013	R040199	2048207/R	0123

#### Produttore

ResMed Pty Ltd – Bella Vista - Australia


#### Anno di immissione in commercio in Europa

2021

#### Indicazioni d'uso

HumidX™ F20 è un sistema di umidificazione che non fa uso di acqua. Ha la funzione di incrementare il comfort del paziente in terapia con dispositivi a pressione positiva delle vie aeree poiché migliora il livello di umidità nell'aria respirata, offrendo sollievo da possibile secchezza. HumidX F20 è omologato per l'uso con le maschere AirFit™ F20 e AirTouch™ F20 insieme al dispositivo AirMini™.

È indicato per l'utilizzo da parte di un singolo paziente sia nell'uso a domicilio che in contesto ospedaliero.



Nel manuale d'uso incluso nella confezione sono riportate le istruzioni per come inserire e disinserire il sistema di umidificazione nella maschera e le indicazioni dettagliate per la cura e la pulizia.

### Specifiche tecniche

- **Dimensioni:** diametro 29.40mm, lunghezza = 13.5mm
- **Peso:** 3,2g
- **Materiali:** alloggiamento del filtro: polipropilene, filtro: carta corrugata

### Condizioni ambientali

- **Temperatura di esercizio:** da 5 °C a 40 °C
- **Umidità di esercizio:** dal 15% al 95% di umidità relativa non condensante
- **Altitudine di esercizio:** tra il livello del mare e 2.591 m
- **Pressione atmosferica:** tra 1013 hPa e 738 hPa
- **Temperatura di trasporto e conservazione:** da -20 °C a +60 °C
- **Umidità di trasporto e conservazione:** fino al 95% umidità relativa non condensante

### Durata

30 giorni dall'apertura della confezione sigillata.

### Conservazione

Conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce solare diretta.

### Smaltimento

HumidX F20 non contiene sostanze pericolose e può essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici.

### Pulizia e manutenzione

Non è possibile lavare HumidX F20. Rimuovere il sistema di umidificazione prima della pulizia della maschera. Controllare HumidX F20 quotidianamente per escludere la presenza di danni o di ostruzioni causate da sporcizia o polvere e sostituirlo quando necessario.

### Confezionamento

Unità confezionata singolarmente in busta di plastica protettiva e sigillata.

### Garanzia

ResMed riconosce tutti i diritti del consumatore previsti dalla direttiva UE1999/44/CE e dalle leggi di ciascun Paese dell'UE per i prodotti commercializzati nei territori dell'Unione Europea.

### Tabella dei codici

Prodotto	Codice	Quantità
Umidificatore HumidX F20	38012	3
Umidificatore HumidX F20	38013	6