

PHILIPS



Philips S.p.A.
Healthcare - Respironics
Viale Sarca, 235
20126 Milano

SCHEDA TECNICA

CODICE:

- 1142687
- 1142828
- 1142829
- 1142831

Rev 00**Data: 01/02/2022**

Nome prodotto	DS2 Disposable Ultra-Fine Filter (Filtro extrafine monouso) DS2 Reusable Pollen filter (Filtro Antipolline)	
Immagine	 1142828-1142829-1142831 Filtro monouso (Disposable)	 1142687 Filtro antipolline riutilizzabile

Dettaglio codici	Vedere confezionamento sotto		
Fabbricante	Respironics INC.	Paese di origine	USA
Mandatario in EU	Respironics Deutschland		

DATI TECNICI

Tipo di prodotto	Filtri ventilatore DreamStation 2
Descrizione e indicazione di utilizzo:	Materiale di consumo per manutenzione ordinaria ventilatore
Tecniche di lavorazione:	TESSITURA/STAMPAGGIO
Caratteristiche materiali:	Poliestere (filtro antipolline), fibra sintetica miscelata (filtro extrafine, per una filtrazione più completa delle particelle più piccole).
Confezionamento:	DS2 Reusable Pollen filter – 1-pezzo 1142687 DS2 Disposable Ultra-Fine Filter – Confezione singola 1142828 DS2 Disposable Ultra-Fine Filter – Confezione 2 pezzi 1142829 DS2 Disposable Ultra-Fine Filter – Confezione 6 pezzi 1142831
Modalità di utilizzo e pulizia:	Cod. 1142828-1142829-1142831 Monouso (sostituire ogni 30 giorni, non lavabile) Cod.1142687 Riutilizzabile (sostituire ogni 6 mesi, pulizia a freddo) Per ulteriori informazioni consultare il manuale d'uso del ventilatore.
Produttore	RESPIRONICS INC.
Paese di origine	USA

PHILIPS

Philips S.p.A.
Healthcare - Respironics
Viale Sarca, 235
20126 Milano

SCHEMA TECNICA

CODICE:

- 1142687
- 1142828
- 1142829
- 1142831

Rev 00

Data: 01/02/2022

Smaltimento	Smaltire i componenti danneggiati o rotti in conformità alle leggi locali
Avvertenze e Controindicazioni	Leggere il manuale d'utilizzo del Dispositivo Medico su cui è utilizzato

ATTENZIONE

Gli articoli descritti in questa Scheda Tecnica non sono classificati Dispositivi Medici dal fabbricante. Pertanto, non può essergli attribuito né un codice CND né un codice RDM.