

SCHEDA DISPOSITIVI MEDICI

Scheda tecnica
Relative ai “dispositivi medici”
(rif. Direttiva Dispositivi medici EU
2017/745

CODICE:
M-217030-03
M-217030-05

REVISIONE: 0.0
DATA: 13/11/2024

Pagina 1 di 1

SCHEDA TECNICA

Nome del prodotto:	Air Inlet filter Filtro Aria Antipolvere 	Codici:	M-217030-03 Air Inlet filter M-217030-05 Slim Air Filter
---------------------------	---	----------------	---

Tipo di prodotto:	Filtri ventilatore mod. Néa		
Indicazione di utilizzo e casistiche cliniche	Materiale di consumo per manutenzione ordinaria ventilatore		
Materie prime utilizzate:	Feltro N.B. NON E' RILEVATA PRESENZA DI LATTICE NATURALE		
Tecniche di lavorazione	TESSITURA/STAMPAGGIO		
Confezionamento:	Cod. M-217030-03 confezione 50 pz. Cod. M-217030-05 confezione 50. pz.		
Pulizia:	Cod. M-217030-05 Monouso (sostituire ogni 4 settimane) Cod. M-217030-03 Riutilizzabile (sostituire ogni 6 mesi pulizia a freddo)		
Produttore:	Superior felt & filtration	Paese di origine:	USA
Istruzioni per l'uso	Presenti - etichettatura impressa direttamente sulla singola confezione, n. lotto, secondo quanto stabilito dalla direttiva europea 2017/745 Fare riferimento alla dichiarazione di conformità del dispositivo S.box.		