

Filtro Aria ipoallergenico serie AS11

Codice 39304 confezione da 1 pezzo - RDM 2721971
Codice 39305 confezione da 2 pezzi - RDM 2729972
Codice 39306 confezione da 12 pezzi - RDM 2721973
Codice 39307 confezione da 50 pezzi - RDM 2721974

**Filtro aria ipoallergenico in ingresso per apparecchiature serie AirSense11
CND R040199 - FILTRI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRI**

Produttore – ResMed (1 Elisabeth MacArthur Drive,
Bella Vista, NSW 2153, Australia)
Garanzia – 90 giorni dopo la data d'acquisto.



Filtro aria ipoallergenico in ingresso per apparecchiature ResMed serie Air11 (tutti i modelli).

Integrabile direttamente nei dispositivi con semplice sistema ad incastro.
Assicura la protezione del sistema con il filtraggio in ingresso di allergeni, polveri e sporco.

Facilmente rimovibile per facilitare le operazioni di pulizia dell'alloggiamento interno e la relativa sostituzione.

Periodo massimo di utilizzo (in ambienti domestici non collocati in zone polverose e non esposti a livelli di alto inquinamento atmosferico): 6 mesi.

Il periodo di utilizzo è da intendersi variabile e potrebbe essere ridotto, anche sensibilmente, in caso di esposizione ad ambienti polverosi o interessati ad alto inquinamento atmosferico.

Caratteristiche tecniche

Materiale: Mescola di fibra sintetica

Efficienza di filtrazione: 99,3% per particelle da 2,2 a 3 micron

Efficienza di filtrazione: 99,6% per particelle da 3 a 4 micron

Dimensioni (A x L x P): 51mm x 22mm x 3mm

Temperatura di esercizio: da +5°C a +35°C

Umidità di esercizio: 10%-95% senza condensa

Temperatura di conservazione e trasporto: da -20 °C a +60 °C

Umidità di conservazione e trasporto: 5%-95% senza condensa