

yuwell

BREATHWEAR II

YF-06

MASCHERA



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



AMPIO CAMPO VISIVO

Il design senza supporto frontale offre agli utenti una visione più ampia e chiara, migliorando la sensazione di comfort durante l'uso.



COMFORT PER IL PARTNER A LETTO

Il cuscinetto è progettato per ridurre rumore e perdite d'aria, garantendo maggiore comfort sia per l'utente che per il partner.



CUSCINETTO SOTTO-NASALE

Il morbido cuscinetto in silicone si posiziona sotto il naso con un contatto minimo sul viso, riducendo la pressione sul dorso nasale e prevenendo segni o fastidi.



CINTURINO COMODO E SICURO

Realizzato in tessuto morbido per un comfort ottimale. Il design migliorato mantiene la maschera stabile e garantisce una buona tenuta.



Tipo

Gamma di Pressione Terapeutica

Diametro Connettore Compatibile

Livello di Rumore (a 10 cmH₂O)

Resistenza al Flusso (a 50 L/min)

Resistenza al Flusso (a 100 L/min)

Resistenza Esploratoria con Valvola

Anti-asfissia Aperta (a 50 L/min)

Resistenza Inspiratoria con Valvola

Anti-asfissia Aperta (a 50 L/min)

Pressione di Apertura della Valvola

Anti-asfissia

Pressione di Chiusura della Valvola

Anti-asfissia

Oro-nasale

4-30 cmH₂O

22 mm

25±3 dB(A)

<0.5 cmH₂O

<1.5 cmH₂O

<2.0 cmH₂O/(L/S)

<2.0 cmH₂O/(L/S)

<2.0 cmH₂O/(L/S)

<2.0 cmH₂O/(L/S)

JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD

Manufacturing Address: No.1 Baisheng Road, Development Zone, Danyang, Jiangsu Province, P.R.China

Tel: 86-0511-8690 0859 86-0511-8690 0860

E-mail: yuwellsales@yuyue.com.cn; service@yuwell.com

www.yuwell.com